

Моноклональные Антитела Кролика Против Мышиного/Крысиного Cd54 (Icam-1), Конъюгированные С Арс, Для Проточной Цитометрии - P13597

Артикул: CM0009747

введение

Конъюгированные с APC кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного/крысиного CD54 (ICAM-1), для проточной цитометрии. Валидированы для перекрестной реактивности с мышами и крысами. Идеально подходят для исследований адгезии и миграции лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Rabbit anti-Mouse/Rat CD54 mAb
Примечания/Псевдоним	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3383
GeneID	15894
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-485 мышиного CD54 (NP_034623.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P13597
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	Сумка со льдом