

Изотипический Контроль APC Rabbit IgG — Изотипический Контроль APC Rabbit IgG

Артикул: CM0008133

введение

Моноклональное антитело — изотипический контроль Rabbit IgG, конъюгированное с APC, для применений в проточной цитометрии (FC). Идеально подходит в качестве соответствующего отрицательного контроля в панелях иммуофлуоресцентного окрашивания, обеспечивая оценку специфичности анализа и фонового сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Изотипический контроль APC Rabbit IgG
Иммуноген	Синтетический пептид (синтезированный пептид, полученный из изотипического контроля Rabbit IgG)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Условия транспортировки	Пакет со льдом