

## Моноклональные Антитела Крысы Против Мышиного Cd45R/B220, Конъюгированные С Арс, Для Проточной Цитометрии - P06800

Артикул: CM0005861

### введение

Конъюгированные с APC моноклональные антитела крысы, нацеленные на мышиный CD45R/B220 (общий лейкоцитарный антиген, P06800). Валидированы для проточной цитометрии (FC) для обнаружения В-клеток и изучения активации Т-клеток. Перекрестная реакция с мышью.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | APC Крыса против мышиного CD45R/B220 мАт                       |
| Примечания/Псевдонимы     | Ios; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4                |
| Вид                       | Мышь                                                           |
| GeneID (Человек)          | 5788                                                           |
| GeneID                    | 19264                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок мышиного CD45R/B220. |
| Источник                  | Крыса                                                          |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                        |
| Применение                | FC                                                             |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                           |
| SWISS                     | P06800                                                         |
| Молекулярный вес белка    | 130кДа/140кДа/144кДа                                           |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                 |