

Моноклональное Антитело Арс Крысы Против Мышиного Cd86 Для Проточной Цитометрии - P42082

Артикул: CM0005298

введение

Конъюгированное с АФК крысиное моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD86 (B7-2), для проточной цитометрии. CD86 является костимулирующей молекулой на антигенпрезентирующих клетках, критически важной для активации Т-клеток и регуляции иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC крысы против мышиного CD86 mAb
Примечания/Синонимы	B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd28l2, TS/A-2, CD86
Вид	Мышь
GeneID (человек)	942
GeneID (мышь)	12524
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD86
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P42082
Молекулярная масса белка	35кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом