

Арс-Конъюгированное Крысиное Моноклональное Антитело Против Мышиного F4/80 Для Проточной Цитометрии - Q61549

Артикул: CM0005846

введение

Высококачественное APC-конъюгированное крысиное моноклональное антитело, специфично нацеленное на мышиный F4/80 (Adgre1/EMR1), валидированное для проточной цитометрии. Идеально для детекции макрофагов в мышиных образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-конъюгированное крысиное антитело против мышиного F4/80 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2015
GeneID (Мышь)	13733
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного F4/80.
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS-PROT ID	Q61549
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В термоконтейнере со льдом