

Арс-Конъюгированное Крысиное Моноклональное Антитело Против Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Мыши Для Проточной Цитометрии (Fc) — P35461 / P0Cw02

Артикул: CM0007912

введение

АРС-конъюгированное крысиное моноклональное антитело, нацеленное на Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) мыши, валидированное для проточной цитометрии (FC). Подходит для иммунофенотипирования гранулоцитов и моноцитов в образцах костного мозга и периферической крови мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРС-конъюгированное крысиное анти-мышиное моноклональное антитело против Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)
Примечания/синонимы	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
Вид	Мышь
GeneID	546644 (Ly6g), 17067 (Ly6c)
Иммуноген	Синтезированный пептид, происходящий из Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) мыши
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P35461 / P0CW02
Молекулярная масса белка	15 кДа / 8 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом