

Моноклональные Антитела Крысы Против Мышиного Ly6G, Конъюгированные С Аpc, Для Проточной Цитометрии - P35461

Артикул: CM0008604

введение

Моноклональные антитела крысы против мышиного Ly6G, конъюгированные с APC, валидированные для проточной цитометрии (FC). Взаимодействуют с мышиным Ly6G, GPI-якорным маркером клеточной поверхности. Подходят для иммунофенотипирования и исследований костного мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC крыса против мышиного Ly6G mAb
Примечания/Псевдоним	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Вид	Мышь
GeneID (человек)	80740
GeneID	546644
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-105 мышиного Ly-6G (NP_001297367.1)
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35461
Молекулярная масса белка	14кДа
Доставка	Ледяной пакет