

Моноклональное Апк-Меченое Крысиное Антитело К Мышиному Ter-119 Для Проточной Цитометрии - Клон Ter-119

Артикул: CM0012626

введение

Это АПК-меченое крысиное моноклональное антитело к мышиному TER-119 предназначено для детекции антигена мышиного TER-119 на эритроидных клетках методом проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований развития эритроидной линии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АПК-меченое крысиное моноклональное антитело к мышиному TER-119
Примечания/алиасы	Ter119, TER-119
Вид антигена	Мышь
Идентификатор гена	104231
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного TER-119
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC – проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
Доставка	С ледяным аккумулятором