

Моноклональное Антитело Арс Стрептавидин Для Проточной Цитометрии - Арс Стрептавидин

Артикул: CM0004592

введение

Конъюгат моноклонального антитела APC Стрептавидин (SA V1, SA V2), предназначенный для приложений проточной цитометрии. Независимая от вида перекрестная реактивность обеспечивает широкую совместимость. Надежное сырье для разработки диагностических тестов in vitro.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	APC Стрептавидин
Примечания/Псевдоним	SA V1, SA V2
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Независимая от вида
Доставка	Сумка со льдом