

Арс Стрептавидин

Артикул: CM0011197

введение

АРС Стрептавидин — это конъюгат стрептавидина кроличьего происхождения, предназначенный для применения в проточной цитометрии (ПЦ) с видово-независимой перекрестной реактивностью. Идеально подходит для обнаружения биотинилированных зондов и поддерживает надежные рабочие процессы для ИВД и исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	АРС Стрептавидин
Примечания/Алиасы	SA V1, SA V2
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Видово-независимая
Условия отгрузки	В пакете со льдом