


Моноклональное Антитело APC/Cyanine7 Против Axl Для Проточной Цитометрии — P30530

Артикул: CM0008169



введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, направленное против рецепторной тирозинкиназы AXL человека. Валидировано для проточной цитометрии, подходит для обнаружения AXL в исследованиях онкологии и вирусологии. 98 кДа, перекрёстно реагирует с человеческим AXL.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело APC/Cyanine7 против AXL человека, МАТ
Примечания/синонимы	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Вид	Человек
GeneID (человек)	558
GeneID	558
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33–449 AXL человека (NP_068713.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P30530
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент