

Моноклональное Антитело APC/Cyanine7 К Cd185/Cxcr5 Для Проточной Цитометрии - P32302

Артикул: CM0005676

введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD185/CXCR5 (рецептор лимфомы Беркитта 1). Валидировано для проточной цитометрии, это антитело позволяет детектировать CXCR5 — ключевой рецептор миграции В-клеток — в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 кроличье антитело к человеческому CD185/CXCR5, мкА
Примечания/синонимы	BLR1; CD185; MDR15
Вид реакции	Человек
ID гена (человек)	643
ID гена	643
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-47 человеческого CD185/CXCR5 (NP_033981.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32302
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом