


Моноклональное Антитело Апс/Суanine7 Против Cd20 Для Проточной Цитометрии — P11836

Артикул: CM0012456



введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD20 человека и яванской макаки, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунофенотипирования В-клеток и диагностических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 кроличье антитело против CD20 человека/обезьяны
Примечания/псевдонимы	B1, S7, Bp35, CD20, FMC7, CVID5, LEU-16
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	931
Идентификатор гена	931
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100–200 моноклонального антитела против CD20 человека (NP_068769.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P11836
Молекулярная масса белка	14 кДа/33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом