

Кроличье Моноклональное Антитело APC/Cyanine7 К Cd3E Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P07766

Артикул: CM0004230



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с APC/Cyanine7, направленное против эпсилон-цепи CD3 человека. Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии (FC intra); идеально подходит для иммунофенотипирования Т-клеток и исследования передачи сигналов TCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело APC/Cyanine7 к cCD3 человека
Примечания/Псевдонимы	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
GeneID (Человек)	916
GeneID	916
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 50-150 CD3E человека (NP_000724.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом