

Моноклональное Антитело APC/Cyanine7 Anti-Cd45 Для Проточной Цитометрии — P08575-8

Артикул: CM0011992

введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на изоформу 6 CD45 человека/макаки (PTPRC). Валидировано для проточной цитометрии; обладает перекрёстной реактивностью с CD45 человека и яванской макаки.

[Узнать больше](#)

Название продукта	APC/Cyanine7 кроличье античеловеческое/антимакачье mAb CD45
Примечания/синонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-577 человеческого CD45 (P08575)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P08575-8
Молекулярная масса белка	138 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом