

Моноклональное Антитело APC/Cyanine7 К Hla-Dra Для Проточной Цитометрии — P01903

Артикул: CM0008845



введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий HLA-DRA, валидировано для проточной цитометрии на клетках человека и яванского макака. Идеально подходит для иммунофенотипирования MHC класса II и изучения ответа Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 Кроличье антитело к HLA-DR человека/обезьяны, мкА
Примечания/алиасы	HLA-DRA1
Вид	Человек, яванский макак
GeneID (человек)	3122
GeneID	3122
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого HLA-DR
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, яванский макак
SWISS	P01903
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодовой пакет