


Арс/Сyanine7 Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd38 Для Проточной Цитометрии — P28907

Артикул: CM0010588



введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD38 (ADPRC1/cADPR1). Подходит для применения в проточной цитометрии (FC), валидировано для образцов человека. Идеально подходит для исследований в области иммунологии, онкологии и диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 кроличье антитело против человеческого CD38, мАТ
Примечания/синонимы	ADPRC1, cADPR1, ADPRC 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	952
GeneID	952
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-300 человеческого CD38 (P28907)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P28907
Молекулярная масса белка	13 кДа/34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом