

Арс/Сyanine7 Анти-Человеческий/Обезьяний Cd127/IL-7Rα Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - P16871

Артикул: CM0004319



введение

APC/Cyanine7-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий и циномолгусовый CD127/рецептор интерлейкина-7 альфа. Валидировано для проточной цитометрии, идеально для исследований в иммунологии и изучения развития лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 Кроличье анти-Человеческое/Обезьянье CD127/IL-7Rα mAb
Примечания/Альтернативные названия	IL7RA; CD127; IL7Rα; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Вид	Человек
ID гена	3575
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-236 человеческого CD127/IL-7Rα (NP_002176.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолгусовая обезьяна
SWISS	P16871
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом