

Арс/Cyanine7 Анти-Мышиное Cd19 Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - P25918

Артикул: CM0011195

введение

APC/Cyanine7-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD19, для проточной цитометрии. Обнаруживает В-лимфоцитарный антиген на В-клетках; поддерживает исследования в иммунологии и В-клеточной биологии. - P25918.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 Кроличье анти-мышиное CD19 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Cd19
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	930
GeneID	12478
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-287 мышиного CD19 (NP_033974.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25918
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом