

Арс/Cyanine7 Антимышиный Моноклональный Антитело Против Cd38 Для Проточной Цитометрии - P56528

Артикул: CM0009597



введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело против мышиногo CD38, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для иммунологических исследований, связанных с активацией лимфоцитов, кальциевой сигнализацией и клеточной адгезией. - P56528

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 Кроличье антимышиное CD38 мАт
Примечания/Псевдоним	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Вид	Мышь
GenelD (Человек)	952
GenelD	12494
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P56528
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом