

Арс/Цианин7-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd45 Мыши Для Проточной Цитометрии — P06800

Артикул: CM0008390

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с APC/цианином7, нацеленное на CD45 мыши (PTPRC, общий лейкоцитарный антиген, Ly-5, B220). Валидировано для применения в проточной цитометрии образцов мыши. Идеально подходит для иммунофенотипирования и анализа иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	APC/цианин7-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против CD45 мыши
Примечания/синонимы	Isc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
Идентификатор гена (человек)	5788
Идентификатор гена	19264
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-566 CD45 мыши (NP_001104786.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130 кДа/140 кДа/144 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом