

Моноклональное Антитело APC/Cyanine7 Против Мышиного Cd69 Для Проточной Цитометрии — P37217

Артикул: CM0007941

введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD69 (антиген ранней активации CD69). Валидировано для проточной цитометрии (FC). Подходит для исследований активации иммунных клеток и изучения Т-лимфоцитов. Реагирует с мышью. Молекулярная масса ~22 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 кроличье антитело против мышиного CD69, кМАТ
Примечания/Альтернативные названия	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	969
GeneID	12515
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 64-199 мышиного CD69 (NP_001028294.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P37217
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Хладоэлемент