

Моноклональное Антитело Мыши Против Человеческого Cd3, Конъюгированное С Apc/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии - P07766

Артикул: CM0007870



введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 мышиное моноклональное антитело, направленное против эпсилон-цепи человеческого CD3, для проточной цитометрии. Реагирует с человеческим CD3, являющимся частью комплекса TCR-CD3. Идеально подходит для анализа субпопуляций Т-клеток и иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	APC/Cyanine7 мышиные МАб против человеческого CD3
Примечания/Псевдонимы	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
GeneID	916
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD3 человека
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	В пакете со льдом