

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd10, Меченные APC/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии — P08473

Артикул: CM0005346



введение

Конъюгированные с APC/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела к человеческому CD10 (неприлизин, CALLA), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для исследования деградации энкефалинов, сердечно-сосудистой сигнализации и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАнтитела против человеческого CD10, меченные APC/Cyanine7
Примечания/алиасы	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Вид реагирования	Человек
GeneID (человек)	4311
GeneID	4311
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 52-750 человеческого CD10 (NP_000893.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08473
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента