

Моноклональное Антитело Кролика К Cd56/Ncam1 Человека, Конъюгированное С Арс/Суanine7, Для Проточной Цитометрии - P13591

Артикул: CM0005874



введение

Моноклональное антитело кролика к CD56/NCAM1 человека, конъюгированное с APC/Суanine7, специально разработанное для проточной цитометрии. Распознает молекулу адгезии нервных клеток 1 (NCAM1), мембранный гликопротеин массой ~95 кДа, опосредующий клеточную адгезию и служащий рецептором для проникновения вирусов. Предназначено для образцов человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к CD56/NCAM1 человека, конъюгированное с APC/Суanine7
Примечания/Синонимы	CD56; NCAM; MSK39
Вид	Человек
GeneID (человек)	4684
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-413 CD56/NCAM1 человека (NP_851996.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13591
Молекулярная масса белка	95 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом