

Кроличье Моноклональное Антитело Арс/Cyanine7 Против Человеческого Cd61 Для Проточной Цитометрии - P05106

Артикул: CM0008544



введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело против человеческого CD61 (интегрин бета-3, GPIIb) для проточной цитометрии. Масса белка 87 кДа, перекрестная реактивность с человеком. Подходит для исследований агрегации тромбоцитов, сигнализации интегринов и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело APC/Cyanine7 против человеческого CD61
Примечания/Альтернативные названия	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIb; BDPLT16; BDPLT24
Вид	Человек
ID гена (человек)	3690
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 21-718 человеческого CD61 (NP_000203.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05106
Масса белка	87 кДа
Доставка	С пакетом со льдом