


Арс/Сyanine7 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd71 Для Проточной Цитометрии - P02786

Артикул: CM0011293



введение

Конъюгированные с APC/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD71 (TFRC, T9, TR, TFR, p90, CD71, TFR1, TRFR). Подходят для обнаружения рецептора трансферрина-1 в образцах человека методом проточной цитометрии. Молекулярная масса приблизительно 85 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 Кроличьи мАб против человеческого CD71
Примечания/Псевдонимы	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7037
GeneID	7037
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-250 человеческого CD71 (NP_003225.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02786
Молекулярный вес белка	85 кДа
Доставка	Сумка-холодильник