


Арс/Сyanine7 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Egfr Для Проточной Цитометрии - P00533

Артикул: CM0009425



введение

Конъюгированные с APC/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела против человеческого EGFR (HER1/ErbB-1). Валидированы для проточной цитометрии, обеспечивают точное обнаружение EGFR на поверхности клетки в онкологических исследованиях и исследованиях сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 Кроличьи мАТ против человеческого EGFR
Примечания/Псевдонимы	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 335-525 человеческого EGFR (NP_005219.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярный вес белка	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Доставка	Сумка со льдом