


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Ifn-Гамма, Конъюгированное Арс/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточная) - P01579

Артикул: CM0008129



введение

Конъюгированное APC/Cyanine7 моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого IFN-гамма. Подходит для внутриклеточной проточной цитометрии, помогает в исследованиях иммунного ответа, противовирусной защиты и иммунотерапии. Валидировано с иммуногеном, охватывающим аминокислоты 24-166.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого IFN-гамма, APC/Cyanine7
Примечания/Синонимы	IFG; IFI; IMD69
Вид	Человек
ID гена (человек)	3458
ID гена	3458
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-166 человеческого IFN-гамма (NP_000610.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01579
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	Сумка-холодильник