


## Кроличья Моноклональная Антитело Арс/Cyanine7 К Человеческому Tim-3/Havcr2 Для Проточной Цитометрии — Q8Tdq0

Артикул: CM0010165



### введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому TIM-3/HAVCR2 — ключевому рецептору иммунной контрольной точки. Предназначено для проточной цитометрии. Обладает перекрестной реактивностью с белком человека. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье моноклональное антитело APC/Cyanine7 к человеческому TIM-3/HAVCR2                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2                                                                    |
| Вид                                | Человек                                                                                                                     |
| ID гена (человек)                  | 84868                                                                                                                       |
| ID гена                            | 84868                                                                                                                       |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 22–200 человеческого TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                     |
| Применение                         | ПЦ (Проточная цитометрия)                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                     |
| SWISS                              | Q8TDQ0                                                                                                                      |
| Молекулярная масса белка           | 33 кДа                                                                                                                      |
| Доставка                           | Айс-пак                                                                                                                     |