

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Cd19, Меченное APC/Cyanine7, Для Проточной Цитометрии - Cd19

Артикул: CM0008488

введение

Конъюгированное APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD19 человека и яванского макака. Специально валидировано для применения в проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для иммунофенотипирования В-клеток в иммунологических и диагностических исследованиях. Перекрестно реагирует с антигенами человека и яванского макака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело APC/Cyanine7 против человеческого/обезьяньего CD19
Вид	Человек, Обезьяна
ID гена (Человек)	930
ID гена (Яванский макак)	102145514
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 20 по 292 участка обезьяньего CD19.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Холодильный пакет