

Арс/Сyanine7 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого/Обезьяньего Cd25 Для Проточной Цитометрии - P01589

Артикул: CM0009288



введение

Конъюгированные с APC/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела, направленные на человеческий и макаковый CD25 (альфа-субъединица рецептора IL-2, p55). Разработаны для приложений проточной цитометрии в исследованиях иммунной регуляции, включая исследования регуляторных Т-клеток (Treg). Рекомендуется валидация для конкретной серии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 Кроличьи мАб против человеческого/обезьяньего CD25
Примечания/Псевдонимы	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Вид	Человек
GeneID (человек)	3559
GeneID	3559
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-213 человеческого CD25 (NP_000408.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Макака-резус
SWISS	P01589
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом