


Арс/Сyanine7 Кроличий Анти-Человек/Обезьяна Cd38 Polymab® - P28907

Артикул: CM0008964



введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело к CD38 человека/обезьяны (PolymAb®) для проточной цитометрии. Обнаруживает CD38 в моделях на людях и яванских макаках. Идеально подходит для профилирования иммунных клеток и исследований CD38.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 кроличий анти-человек/обезьяна CD38 PolymAb®
Примечания/Псевдоним	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	952
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-300 CD38 человека (P28907)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P28907
Молекулярная масса белка	34 кДа
Транспортировка	Хладопакет