


Арс/Сyanine7 Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd4 Человека/Макаки Для Fc - P01730

Артикул: CM0012198



введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD4 человека и яванской макаки, валидированное для проточной цитометрии. Позволяет идентифицировать Т-хелперные клетки и применяется в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 кроличье антитело против CD4 человека/макаки, mAb
Примечания/псевдонимы	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Вид	Человек
GeneID (человек)	920
GeneID	920
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD4 человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P01730
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом