


Арс/Суанине7 Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего CD8A Для Проточной Цитометрии - P01732

Артикул: CM0012747



введение

APC/Cyanine7-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против CD8a, валидированное для проточной цитометрии. Распознает человеческий и циномолговый CD8a; поддерживает исследования Т-клеток и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 Кроличье моноклональное антитело против человеческого/обезьяньего CD8a
Примечания/Алиасы	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Целевой вид	Человек
Gene ID (Человек)	925
Gene ID	925
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-182 человеческого CD8a (NP_001759.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолг
SWISS	P01732
Молекулярная масса белка	21кДа/25кДа/30кДа
Условия доставки	В пакете со льдом