


Кроличье Моноклональное Антитело Арс/Cyanine7 К IgD Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии — P01880

Артикул: CM0008027



введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, направленное против дельта-цепи иммуноглобулина человека и макаки-крабоеда, для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунофенотипирования В-клеток и исследований гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАТ APC/Cyanine7 к IgD человека/обезьяны
Примечания/синоним	Константная область дельта-тяжёлой цепи иммуноглобулина
Вид	Человек
GeneID (человек)	3495
GeneID	3495
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-384 человеческого IgD.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, макака-крабоед
SWISS	P01880
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом