


Арс/Cyanine7, Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd11b Мыши Для Проточной Цитометрии — P05555

Артикул: CM0010218



введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело против CD11b мыши (интегрин альфа-M) для проточной цитометрии. Распознаёт CD11b мыши — рецептор адгезии лейкоцитов. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7, кроличье анти-мышиное моноклональное антитело против CD11b
Примечания/алиасы	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3684
GeneID	16409
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 143-337 CD11b мыши (NP_032427.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P05555
Молекулярная масса белка	127 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом