

Арс/Cyanine7 Кроличье Моноклональное Антитело К Мышиному Cd19 Для Проточной Цитометрии - P25918

Артикул: CM0008308

введение

Это APC/Cyanine7-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к мышиному CD19 предназначено для проточно-цитометрического детектирования мышиного CD19, маркера линии В-клеток. Идеально подходит для иммунофенотипирования и иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 Кроличье моноклональное антитело к мышиному CD19
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	930
ID гена (Мышь)	12478
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD19.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P25918
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом