

Арс/Cyanine7 Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd25 Для Проточной Цитометрии - P01590

Артикул: CM0004646

введение

APC/Cyanine7-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD25 (IL-2RA, p55). Валидировано для проточной цитометрии. Этот реагент обеспечивает точное обнаружение клеточного поверхностного CD25 на иммунных клетках мыши, поддерживая исследования в области иммунной толерантности и биологии регуляторных Т-клеток (Treg).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 Кроличье антимышиное CD25 mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD25; Il2r; Ly-43
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3559
GeneID	16184
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-236 мышиного CD25 (NP_032393.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01590
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом