

Арс/Сyanine7 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd44 Для Проточной Цитометрии - P15379

Артикул: CM0004622



введение

Конъюгированные с APC/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD44 (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Валидированы для проточной цитометрии. Реагируют с мышью. Предполагаемая молекулярная масса 85 кДа. UniProt P15379.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 Кролик против мыши CD44 мАт
Примечания/Псевдоним	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Вид	Мышь
ID гена (человек)	960
ID гена	12505
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-176 мышиного CD44 (NP_033981.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15379
Масса белка	85 кДа
Доставка	Сумка со льдом