


Арс/Сyanine7 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd8A Для Проточной Цитометрии - P01731

Артикул: CM0005535



введение

Конъюгированные с APC/Cyanine7 кроличьи моноклональные антитела против мышиного CD8a (Ly-2/Lyt-2) для проточной цитометрии. Распознают 27 кДа корецептор Т-клеток; валидированы для обнаружения мышиного CD8a в проточной цитометрии (FC).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 Кролик против мыши CD8a мАт
Примечания/Псевдоним	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	941
GeneID	12525
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-196 мышиного CD8a (NP_001074579.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01700
Молекулярный вес белка	27 кДа
Доставка	Сумка со льдом