

Арс/Cyanine7 Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd90.2 Для Проточной Цитометрии - P01831

Артикул: CM0007782

введение

APC/Cyanine7-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD90.2 (Thy-1), валидированное для проточной цитометрии. GPI-заякоренный мембранный гликопротеин, участвующий в межклеточных взаимодействиях. Идеально для иммунологических и нейробиологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	APC/Cyanine7 Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD90.2
Примечания/Альтернативные названия	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	7070
ID гена	21838
Иммуноген	Синтетический пептид: синтезированный пептид, полученный из мышиного CD90.2
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01831
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом