

Моноклональное Кроличье Антитело K IgD Nhp, Конъюгированное Арс/Cyanine7 - IgD Макаки-Крабоеда

Артикул: CM0005941

введение

Это моноклональное кроличье антитело, конъюгированное APC/Cyanine7, направлено против дельта-тяжелой цепи иммуноглобулина нечеловекоподобных приматов (NHP) и предназначено для проточной цитометрии (FC). Оно перекрестно реагирует с IgD макаки-крабоеда и макаки-резуса, что поддерживает анализ иммунных клеток в приматных исследовательских моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к IgD NHP APC/Cyanine7
Вид	Макака-крабоед
Иммуноген	Рекомбинантный белок дельта-тяжелой цепи иммуноглобулина макаки-крабоеда
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Макака-крабоед, макака-резус
Доставка	С ледяным пакетом