

Арс/Сyanine7 Крысиное Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd45R/B220 Для Fc - P06800

Артикул: CM0005313

введение

APC/Cyanine7-конъюгированное крысиное моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD45R/B220. Валидировано для проточной цитометрии, детектирует рецепторную тирозин-протеинфосфатазу C (CD45), участвующую в активации Т-клеток и передаче сигналов в иммунном синапсе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 Крысиное анти-мышиное CD45R/B220 mAb
Примечания/Альтернативные названия	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
GeneID (человек)	5788
GeneID	19264/5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD45R/B220
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130кДа/140кДа/144кДа
Условия доставки	В пакете со льдом