


Арс/Сyanine7, Крысиное Моноклональное Антитело Против Mhc Класса Ii Мыши (I-A/I-E) Для Fc — P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Артикул: CM0010101



введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 крысиное моноклональное антитело, нацеленное на МНС класса II мыши (I-A/I-E), для применения в проточной цитометрии в иммунологических исследованиях и разработке диагностических тест-систем. Реагирует с несколькими гаплотипами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7, крысиное антитело против МНС класса II мыши (I-A/I-E), mAb
Примечания/синонимы	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Вид	Мышь
GeneID	14969, 14961, 381091, 14960
Иммуноген	Рекомбинантный белок МНС класса II мыши (I-A/I-E)
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435
Молекулярная масса белка	30 кДа / 32 кДа / 26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом