


Кроличья Маb Apex1/Ape1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P27695

Артикул: CM0002932



введение

Кроличий моноклональный антитело против APEX1/APE1, валидированное для WB, IHC-P и ELISA, с реактивностью к человеку, мыши и крысе. Подходит для изучения репарации ДНК и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APEX1/APE1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; APEX1/APE1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	328
GeneID	328
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого APEX1/APE1 (P27695).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27695
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом