


Кроличыи Поликлональные Антитела К Apoа1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02647

Артикул: CM0013002



введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий APOA1 (аполипопротеин A-I). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; обладают перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходят для исследований обратного транспорта холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к APOA1
Примечания/псевдонимы	NPALP2; apo(a); APOA1
Вид	Человек
GeneID (человек)	335
GeneID	335
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-267 человеческого APOA1 (NP_000030.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02647
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент