

Аполипопротеин С1 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02654

Артикул: CM0008449



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Аполипопротеина С1 (APOC1), валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований липидного метаболизма и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Аполипопротеин С1 Кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	Аро-С1; АроС-1; аро-С1В; ароС-1В; Аполипопротеин С1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	341
ID гена	341
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтезированный пептид, полученный из человеческого АРОС1(P02654)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02654
Молекулярный вес белка	9кДа
Доставка	Ледяной пакет