

Кроличья Поликлональная Антитело Aprr3 Для Arabidopsis Thaliana (Wb, Elisa) - Кроличья Поликлональная Антитела Aprr3

Артикул: CM0019236

введение

Кроличья поликлональная антитело APRR3, полученная против рекомбинантного белка APRR3 Arabidopsis thaliana. Валидирована для применения в методах Вестерн-блоттинга и ELISA в исследованиях в области ботаники.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела APRR3
Примечания/Альтернативные названия	APRR3; MGO3.8; MGO3_8; псевдо-регулятор ответа 3
Вид	Arabidopsis thaliana
Идентификатор гена	836132
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 245-371 APRR3 Arabidopsis thaliana (NP_568919.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Arabidopsis thaliana
Доставка	С использованием охлаждающего пакета