

Aprr7 Кроличья Поликлональная Антитело - Aprr7

Артикул: CM0019936

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к APRR7, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Специфически обнаруживает Arabidopsis thaliana APRR7 (псевдо-регулятор отклика 7). Идеально подходит для исследований сигнальных путей растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APRR7 Кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	APRR7; F9G14.120; F9G14_120; псевдо-регулятор отклика 7
Вид	Arabidopsis thaliana
ID гена	831793
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 236-339 Arabidopsis thaliana APRR7 (NP_568107.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Arabidopsis thaliana
Доставка	Сумка со льдом